


ANLEITUNG EINZELTEST (NACH POSITIVEM POOL) INFORMATION FÜR ELTERN

Lieferumfang Testmaterial:

mehrere Lagen einzeln steril verpackte Abstrichtupfer
Barcode-Röhrchen mit je 1 Abstrichtupfer
Pool-Behälter, 50 ml
Etiketten auf A4-Bögen

Material Einzeltest




PROBENNAHME

1. Schüler*innen aus dem positiv getesteten Pool benutzen zuhause ihr Einzeltest-Röhrchen.
2. Das Röhrchen wurde zu Beginn der Testung allen Kindern mitgegeben.
3. Geben Sie die Zahlen und Buchstaben des Barcode-Etiketts auf dem Röhrchen online unter www.schultesting.nrw ein.



4. Geben Sie das Röhrchen in der Schule ab.
5. Ein Transportdienst bringt die Proben in unser Labor.
6. Wir führen eine Einzel-PCR-Testung durch.
7. Wir übermitteln die Testbefunde an die Eltern und informieren bei positivem Befund das Gesundheitsamt. Aus Datenschutzgründen übermitteln wir keine Befunde an die Schule.



- Eltern
- Gesundheitsamt
- Schule